



Varekontrakt bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Anskaffelsen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av anskaffelsen
 - 2.1 Krav/Minimumskrav
 - 2.2 Produktbeskrivelse



1 Anskaffelsen gjelder

Personløftere med tilbehør til Siljuslåttan sykehjem.

2 Nærmere beskrivelse av anskaffelsen

2.1 Krav/Minimumskrav

1.0 Generelle krav (Response required)

Utstyret skal kunne tåle strømbrudd, eks. ved lyn som slår ut strømmettet.

2.0 Generelle krav (Response required)

Utstyret skal ha bruksanvisning på norsk og oversikt over tekniske spesifikasjoner.

3.0 Generelle krav (Response required)

Utstyret skal kunne benyttes med batteri.

4.0 Generelle krav (Response required)

Passivløfter skal kunne løfte fra gulv.

5.0 Personløfter – passiv (Response required)

Skal ivareta en god ergonomisk opplevelse både for bruker og ansatt/pleier. Av sikkerhetsmessige årsaker skal personløftere kunne betjenes manuelt (nødsenk) i tilfelle strømbrudd/oppladbart batteri svikter.

- Må gå på batteri med lading, vise batteristatus.
- Apparatet skal kunne tåle strømbrudd, eks. ved lyn som slår ut strømmettet.
- Bein som kan åpnes for å komme inn til stol/toalett.
- Må kunne løfte fra lav høyde/gulv.
- Stort løfteområde.
- Enkel å betjene.
- Sikre lett og jevn forflytning.



- Store hjul, som sikrer lett kjøring.
- Stor arbeidskapasitet.
- God batterikapasitet.
- God vendingsradius.
- Tåle stor brukervekt.
- Enkelt vedlikehold.

6.0 Seil til passivløfter (Information)

Seil skal være tydelig merket med størrelse og funksjon. Seil må ha flere lengder på løftestroppene som gir mulighet for variasjon av vinkling på bruker.

- Optimal passform og støtte for brukeren.
- Opplevelse av komfort.
- Lett for hjelper å legge på.
- Gode justeringsmuligheter.
- Må kunne vaskes på høy temperatur.

6.1 Løfteseil med høy rygg (Response required)

- Mulighet for ekstra hodestøtte.
- Størrelse S, M, L.

6.2 Løfteseil med medium rygg (Response required)

- For forflytninger i sittende stilling.
- Avstivet rygg.
- Størrelse S, M, L.

6.3 Toalettseil høy rygg (Response required)

- Størrelse S, M, L.

6.4 Toalettseil lav rygg (Response required)

- For forflytninger i sittende stilling.
- Størrelse S, M, L.

6.5 Nettingseil til dusj (Response required)

- Størrelse S, M, L.

7.0 Personløfter – aktiv (Response required)

Skal ivareta en god ergonomisk opplevelse både for bruker og ansatt/pleier. Av sikkerhetsmessige årsaker skal personløftere kunne betjenes manuelt i tilfelle



strømbrudd/oppladbart batteri svikter (nødsenk). Personløfter skal dekke løft fra stol/seng/toalett.

- Må gå på batteri med lading, vise batteristatus.
- Apparatet skal kunne tåle strømbrudd, eks. ved lyn som slår ut strømmettet.
- Medfølge bruksanvisning med tekniske data.
- Personløfterne skal ha hjul med god sving og parkeringsbrems, som lett går inn-ut i ulike bredder/plasseres godt inn til ulike stoler/toalett.
- Fotbrett med antisklimateriale.
- God støtte for legg med sikring.
- Benstøtte - justerbar.
- Bør kunne løfte fra lav høyde.
- Løfteområde til stående stilling.
- God støtte ved forflytning.
- Opplevs behagelig i løft og forflytning, med naturlig løftemønster.
- Enkel å betjene, betjeningspanel skal være tydelig og intuitivt og lett å renholde.
- Sikre lett forflytning.
- Store hjul, som sikrer lett kjøring.
- Stor arbeidskapasitet.
- God batterikapasitet.
- God vendingsradius.
- Tåle stor brukervekt.
- Enkelt vedlikehold, og tåle vanlige rengjøringsmidler.


8.0 Seil til aktivløfter (Response required)

Seil skal være tydelig merket med størrelse og funksjon. Seil må ha flere lengder på løftestroppene som gir mulighet for variasjon av vinkling på bruker.

- Optimal passform og støtte for brukeren.
- Thorax sling.
- Lomme utside for hemiarm.
- Opplevelse av komfort.
- Lett for hjelper å legge på.
- Gode justeringsmuligheter.
- Størrelse S, M, L, XL.

2.2 Produktbeskrivelse

Products



(8)

Category	Description	Delivery date	Quantity	Unit
Personløftere	Passivløfter	3/1/2019	5.00	stk.
Personløftere	løfteseil med høy rygg	3/1/2019	15.00	stk.
Personløftere	løfteseil med medium rygg	3/1/2019	15.00	stk.
Personløftere	toalettseil høy rygg	3/1/2019	15.00	stk.
Personløftere	toalettseil lav rygg	3/1/2019	15.00	stk.
Personløftere	nettingseil for dusj	3/1/2019	15.00	stk.
Personløftere	Personløfter aktiv	3/1/2019	9.00	stk.
Personløftere	Seil til aktivløfter	3/1/2019	22.00	stk.