

## Informasjon om prøverør

Prøverør er anskaffet av Helsedirektoratet.  
Helsedirektoratet står for leveranse av prøverør til aktuelle teststeder.

Spesifisering:

SalivaPod;

- Røret består av polypropylene
- Samler minimum 1 ml spytt, maksimum 1,5 ml
- Røret har markering for maks volum.
- Røret inneholder en QR kode for enkel identifisering
- Røret har en navneetikett.
- Rørets størrelse; 24 x 94 mm

UTM;

- Røret består av polypropylene
- Inneholder 3 ml transportmedium
- Røret har en navneetikett.
- Rørets størrelse; 16 x 100 mm

## Informasjon om prøvetaking som medfølger prøvetakingsutstyr til testperson

Bruksanvisning (innbefattet visuell bruksanvisning) er inkludert i prøvetakingsmateriell til testpersoner mht. hvordan ta prøven på både norsk og engelsk, med flere språk tilgjengelig.

Det står angitt i bruksanvisningen som medfølger prøvetakingsutstyret at testpersonen skal avstå fra mat og drikke og tobakk/snus minimum en halv time før prøvetaking, alternativt at prøven tas på morgenen før inntak av mat og drikke, tannpuss o.l.