

SEKUMATIC® FKN



- ▲ pH neutral
- ▲ Pletfri og hurtig tørring

Neutralt afspændingsmiddel til medicinske instrumenter og beholdere

ANVENDELSE: Til opvaskemaskiner og overflade- desinfektorer i medicinske afdelinger og laboratorier. Vælg program ifølge maskinproducentens brugsanvisning..

DOSERING: Doseres via en indbygget doseringspumpe. Til opvaskemaskiner og opvaske- desinfektorer doseres ca. 0,5-1ml/L. Til senge- og vognvaskeanlæg anbefales en dosering på 1-2ml/L.

pH-VÆRDI: ~ 7,0 (conc.)

LAGERFORHOLD: Lagerstabil under normale betingelser. Beskyttes mod frost.

Kun til professionelt brug

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| EMBALLAGE: | Varenr: 3029830 | 3x5L |
| | Varenr: 3026570 | 1x20L |
| | Varenr: 3026580 | 1x200L |